

目的のために性能は進化する

NEW

CGT-2000

コントラストグレアテスター

Aiming at new levels in quality



 TAKAGI

CGT-2000

コントラストグレアテスター

CGT-1000は
新たな機能を追加し、
進化を遂げました。

1 両眼開放検査機能

単眼での検査は、各々の眼の状態を把握することができますが、実際の日常視の状態とは異なります。

日常生活に近い状態（両眼）で検査することで日常視の状態を把握することができます。

2 検査距離変更機能

従来のCGT-1000は近見（350mm）のみの検査しかできませんでしたが、CGT-2000では30cm・60cm・1m・5mの4段階から距離を変更し、検査が行えるようになりました。

多焦点眼内レンズなどのコントラスト感度測定に有効です。

3 検査環境の明るさ変更機能

従来のCGT-1000は10cd/m²で固定でしたが、CGT-2000では、明所・薄暮・暗所・任意で設定を変更し、検査が行えるようになりました。

日常生活に近い状態でコントラスト感度測定が可能となりました。

4 瞳孔の監視機能

瞳孔を監視することで検査の質を向上させ、より明確な診断・診察が可能となりました。

5 タッチパネルの搭載

検査開始・終了など全ての操作は、10.4インチのタッチパネルで操作が可能となりました。

6 通常検査モードの搭載

各施設様に合わせた検査項目を設定できます。検査項目は本体内部にメモリーされ、一度入力すれば次回から設定する必要はありません。

 株式会社 **タカギセイコー**

本社 〒383-8585 長野県中野市岩船330-2
TEL.(0269)22-4512 FAX.(0269)26-6321
大阪営業所 〒561-0834 大阪府豊中市庄内栄町3-24-5
TEL.(06)6334-4512 FAX.(06)6334-4521

<http://www.takagi-i.com>